

FILS TENSEURS

PRINCIPES :

Le principe de base de l'intervention consiste à mettre en place un système de fils dans l'espace sous-cutané afin de créer une remise en tension des tissus du visage.

Les fils Silhouette Soft TM sont constitués d'un fil résorbable d'acide L-poly lactique sur lequel ont été disposés des petits cônes également résorbables de même composition avec une orientation bidirectionnelle. Cette orientation permet la suspension des tissus après la mise en place des fils sous la peau.

L'acide L-poly lactique est un matériau déjà largement utilisé dans la fabrication des fils de suture en chirurgie esthétique comme en chirurgie des autres spécialités (cardiaque, orthopédique, viscérale, gynécologique...) et bénéficie d'un recul de plusieurs années démontrant son innocuité. Il existe une réelle capacité de l'acide L-poly lactique à induire la production de collagène au niveau de la peau lors du processus de résorption du fil et des cônes.

Un lifting par fil tenseur Silhouette Soft TM est indiqué chez les femmes et les hommes qui cherchent à lutter efficacement contre les signes du vieillissement du visage sans avoir recours à un traitement lourd et invasif mais désirant un résultat réel et naturel.

L'objectif est de traiter l'affaissement des différentes régions du visage et de repositionner les volumes avec un résultat naturel. Les régions classiquement traitées sont :

- La pommette
- Les sillons nasogéniens
- Les bajoues
- La commissure des lèvres
- L'ovale du visage
- Le sourcil

Il faut savoir que la pose des fils tenseurs peut être associée à d'autres techniques médico-chirurgicales de rajeunissement : resurfaçages (peeling, laser, dermabrasion), blépharoplasties (des paupières supérieures et/ou inférieures) ou injections de toxine botulique ou d'acide hyaluronique qui viennent compléter le traitement plus naturellement que des injections de volume important sur des tissus non repositionnés.

Le traitement convient à tout type de peau mais il est déconseillé d'y avoir recours en cas d'allergie ou de sensibilité aux biomatériaux.

DEROULEMENT DE LA SEANCE :

La mise en place des fils ne nécessite généralement qu'une anesthésie locale obtenue par l'injection d'un produit anesthésiant au début de la séance juste au niveau très localisé des points de pique.

Le nombre de fils à mettre en place est variable en fonction de nombreux paramètres, ce que le chirurgien évaluera le plus précisément possible au préalable. Généralement, 2 fils par côté du visage sont utilisés pour traiter les pommettes, les sillons naso-géniens et les bajoues.

APRES L'INTERVENTION : SUITES OPERATOIRES :

Dans les 6 heures qui suivent la séance, il est recommandé de rester au calme, de se reposer et de s'abstenir de tout effort violent. Il est également souhaitable d'éviter autant que possible de mobiliser son visage (éviter les mimiques, ne pas trop parler, ni rire).

Pendant 3-5 jours, il est préférable d'éviter la consommation d'alcool, d'Aspirine, ou d'anti-inflammatoires. L'exposition au soleil et le sauna sont également à proscrire.

Les suites immédiates peuvent éventuellement être marquées par l'apparition d'un œdème (gonflement) et d'une rougeur cutanée dont l'importance est variable en fonction des patients mais reste généralement modérée. En cela, un lifting Silhouette Soft TM permet un retour à une vie socio-professionnelle normale très rapidement. Les suites disparaissent au bout de 2 à 10 jours.

Plus rarement, on peut observer durant les premiers jours, au niveau des points d'injections, une certaine sensibilité de la peau, des démangeaisons, une pâleur cutanée, une hyperpigmentation ou de petites ecchymoses ponctuelles (bleus).

LE RESULTAT :

Le résultat définitif de l'intervention peut être apprécié après quelques jours, une fois que le fil s'est bien intégré, que l'œdème a disparu et que les tissus ont retrouvé leur souplesse. En cela, le résultat obtenu immédiatement après le traitement n'est pas le reflet du résultat final.

Il faut noter que les premiers jours, il existe souvent quelques irrégularités temporaires dues à la répartition inhomogène de l'œdème et de la peau, ou une apparente hypercorrection (en relief) qui va disparaître progressivement.

À la différence des injections de toxines botulique, la mise en place de fils tenseurs n'altère pas la mobilité des muscles du visage et n'ont donc pas d'effet sur la mobilité du visage.

Habituellement, les disgrâces traitées sont nettement atténuées par les fils mais ne disparaissent pas complètement. En effet, certaines zones sont particulièrement difficiles à traiter et il existe des rides profondes et anciennes qui ne pourront jamais être complètement effacées.

Il faut savoir que certaines régions du visage répondent mieux que d'autres au traitement. Le chirurgien vous indiquera lors de la consultation la nature du résultat envisageable en fonction des caractéristiques des tissus et de la zone traitée.

A la différence d'un lifting « classique » relevant de la chirurgie esthétique, un lifting par fils tenseurs ne permet qu'une correction temporaire.

Le traitement doit être renouvelé pour entretenir le résultat (généralement tous les 18-24 mois). Pour un résultat plus efficace et durable, un lifting « classique » du visage peut être privilégié.